




## Características de Cochlear Wireless Mini Microphone

Escuche mejor a distancia y en situaciones ruidosas como:

- reuniones
- viajes en coche, autobús o tren
- cenas en restaurantes
- clases en el gimnasio

**Cómo:**


Dé el Mini Microphone a la persona que desea escuchar y pídale que se lo ponga cerca de la boca fijándolo a la ropa con la pinza. A continuación, active el streaming del procesador de sonido de la serie CP900 (vea las instrucciones a continuación).



### Escuche la televisión o la radio cuando no esté en casa

**Cómo:**

Si no está en casa, puede situar el Mini Microphone cerca del altavoz de la televisión o de la radio. No hay necesidad de conectarlo a una toma de salida para auriculares.




### Transmita música o audio directamente al procesador de sonido

**Cómo:**

Inserte un extremo del cable jack suministrado en la toma de entrada del Mini Microphone y el otro extremo en la salida de audio de su dispositivo de audio, como por ejemplo, un ordenador, reproductor MP3 o equipo de alta fidelidad.



## Vista general del producto



## Primeros pasos

### Carga de la pila

Conecte uno de los extremos del cable mini-USB de carga en el Mini Microphone y el otro en un ordenador o en una toma de corriente con el adaptador suministrado.

Antes de utilizar el Mini Microphone, debe dejarlo cargar durante al menos 3 horas, aunque la luz indique que se ha cargado por completo. La pila no se puede sobrecargar.

**Nota:** De media, el Mini Microphone funcionará hasta 8,5 horas entre cargas.



## Enlace con el procesador de sonido de la serie CP900

- A** Apague el procesador de sonido de la serie CP900.


Quítese el procesador de sonido del oído.  
Mantenga pulsado el botón inferior durante dos segundos.



- B** Conecte el Mini Microphone y retire la tapa plateada.



- C** Pulse la tecla de enlace de Mini Microphone una vez con la punta de un bolígrafo o un objeto similar.



- D** El LED parpadeará en amarillo cada 2 segundos y el Mini Microphone estará ahora en modo de enlace durante 20 segundos.



- E** Mientras el modo de enlace está activo (20 segundos), conecte el procesador de sonido.

Pulse la tecla inferior.

Un indicador luminoso azul parpadeará para indicar que el enlace se ha realizado con éxito.



- F** Puede enlazar hasta tres accesorios inalámbricos Cochlear con el procesador de sonido.

Para enlazar un Mini Microphone en el canal 2, pulse la tecla de enlace dos veces en el paso **C**. El LED parpadeará en amarillo dos veces cada 2 segundos.

Para enlazar un Mini Microphone en el canal 3, pulse la tecla de enlace 3 veces en el paso **C**. El LED parpadeará en amarillo 3 veces cada 2 segundos.

## Asistencia

Si desea más información sobre Cochlear Wireless Mini Microphone, consulte la guía de usuario incluida con este dispositivo y la guía de usuario de los accesorios inalámbricos.

Si desea más información sobre el procesador de sonido Cochlear de la serie CP900, consulte la guía de usuario correspondiente.

Si desea más información y vídeos informativos, visite el sitio web de Cochlear: [www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)



## Uso de Cochlear Wireless Mini Microphone

### Streaming con el procesador de sonido

#### Escuchar sonido desde Mini Microphone

Asegúrese de que tanto el procesador de sonido como el Mini Microphone están conectados, a continuación:




Mantenga pulsado el botón superior del procesador de sonido (aproximadamente 3 segundos). Comenzará el streaming de audio desde el Mini Microphone.

**Consejo:** Para cambiar el volumen, utilice los controles de volumen del Mini Microphone.

O BIEN

### Streaming con el mando a distancia CR230



Mantenga pulsada la tecla de la telebobina (unos 3 segundos).

Comenzará el streaming de audio desde el Mini Microphone.

#### Escuchar sonido de otros accesorios inalámbricos Cochlear

Si el procesador de sonido está enlazado con más de un accesorio inalámbrico, puede alternar entre los accesorios en los distintos canales de una de estas dos maneras:



Mantenga presionado el botón superior de su procesador de sonido una, dos o tres veces, hasta que haya seleccionado el accesorio que desee.

O BIEN



Mantenga pulsada la tecla de la telebobina una, dos o tres veces, hasta que haya activado el accesorio que desee.

#### Cómo dejar de escuchar un accesorio de streaming



Pulse brevemente el botón superior del procesador de sonido para volver al programa anterior.

O BIEN



Pulse brevemente la tecla de la telebobina para volver al ajuste anterior.

Cochlear Wireless Accessories:

**Cochlear Bone Anchored Solutions AB** Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden  
Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia  
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia  
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

**Cochlear Americas** 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA  
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany  
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル  
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus en caracteres chinos, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, el logotipo elíptico y Whisper son marcas comerciales o registradas de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWea, Dermalock, Vistafix y WindShield son marcas comerciales o registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2014