

La **limpieza regular** ayuda a mantener tus audífonos retroauriculares en buen estado. Veamos qué pasos debes seguir.

Lo que necesitas tener a mano:

- Toallita limpiadora
- Spray de limpieza
- Pastilla antihumedad
- Recipiente de secado
- Cepillo de limpieza

**Limpieza diaria:** cada día, limpia las partes externas del audífono con una toallita o un paño ligeramente humedecido con el spray de limpieza.

**Limpieza semanal:** una vez a la semana, utiliza el cepillo para eliminar restos de suciedad alrededor de las salidas de ventilación y del orificio del molde.

**Limpieza profunda** con recipiente de secado:

- Abre el recipiente de secado y coloca una pastilla antihumedad en su interior.
- Para una limpieza más profunda, retira la pila y deja la tapa abierta antes de introducir el audífono en el recipiente.
- Si prefieres una limpieza más superficial, no es necesario retirar la pila, pero la tapa deberá permanecer abierta.
- Cierra el recipiente y deja los audífonos en su interior durante toda la noche.

Puedes programar limpiezas profesionales y revisiones periódicas con nosotros para mantener tus audífonos siempre en óptimas condiciones.

Para asistencia gratuita, **reserva tu cita en tu centro GAES más cercano.**