

**Los audífonos intrauriculares** están en contacto directo con la cera y la humedad del oído, por lo que es fundamental limpiarlos con regularidad.

**Prepárate: esto es lo que necesitas.**

Asegúrate de tener a mano:

- Una toallita limpiadora
- Spray limpiador
- Pastilla antihumedad
- Recipiente de secado
- Cepillo

**Limpieza de las superficies**

- Limpia el audífono con una toallita o paño humedecido con el spray de limpieza. Recuerda nunca echar el spray directamente sobre el audífono sin utilizar antes la toallita.
- Cepilla suavemente la ventilación y elimina la cera que pueda quedar en el filtro del auricular.
- Ahora abre el recipiente de secado y saca la cesta. Coloca una pastilla antihumedad en su interior y vuelve a poner la cesta.
- Para una limpieza más profunda, retira la pila y deja la tapa del audífono abierta. Si prefieres una limpieza superficial, no es necesario retirar la pila, pero la tapa deberá quedar abierta.
- Cierra el recipiente y déjalo actuar durante toda la noche.

Recuerda que puedes programar **limpiezas profesionales y revisiones periódicas** con nosotros para mantener tus audífonos siempre en óptimas condiciones.

Para asistencia gratuita, **reserva tu visita en el centro GAES más cercano.**