

Existe una gran variedad de audífonos. Veamos juntos, paso a paso, cómo limpiar un **modelo RIC**.

1. Prepárate, esto es lo que necesitas: asegúrate de tener a mano una toallita limpiadora, spray de limpieza, una pastilla antihumedad, un recipiente de secado y un cepillo.
2. Utiliza el cepillo para eliminar el polvo y la suciedad.
3. Aplica el spray en la toallita. Es importante no aplicar el producto directamente sobre el audífono. Limpia todas las superficies externas.
4. Abre el recipiente de secado y saca la cesta. Coloca una pastilla antihumedad en su interior y vuelve a colocar la cesta. Para una limpieza más profunda, retira la pila y deja el compartimento abierto. Si prefieres una limpieza superficial, no es necesario retirar la pila, pero la tapa deberá quedar abierta.
5. Ahora cierra el recipiente y déjalo actuar durante toda la noche.
6. Sacar tus audífonos: ya están secos y listos.

Recuerda que puedes realizar **limpiezas profesionales y revisiones periódicas** con nosotros para mantener tus audífonos siempre en óptimas condiciones.

Y eso es todo. Para asistencia gratuita, **reserva tu cita en tu centro GAES más cercano**.